



VICTORIA
PRODUCTOS®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Ortopédicos y de rehabilitación



¿Quiénes somos?


Orgullosamente, somos la única empresa 100% ecuatoriana en el mercado de la ortopedia y rehabilitación avalada por sistemas internacionales de gestión de calidad como el ISO 9001:2015 y el ISO 13485: 2019.

Política de Calidad

Somos una empresa ecuatoriana que se dedica al diseño y desarrollo, fabricación y venta de productos de ortopedia y rehabilitación de excelente calidad. Contamos con un equipo humano apasionado y talentoso. Estamos comprometidos con el mantenimiento y mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de la calidad, y con el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, así como especificaciones de nuestros clientes.

Misión

Estamos enfocados y comprometidos con tu salud, bienestar y satisfacción al mantenerte en movimiento y acción, incluso en tiempos de recuperación; diseñando, fabricando y distribuyendo productos de ortopedia y rehabilitación de excelente calidad. Trabajamos de forma eficiente, con pasión y talento, buscando la innovación continua de procesos y cumpliendo con estándares internacionales de calidad y requisitos legales. Esto nos permite ser parte del desarrollo de nuestra comunidad y del país.



Visión

Mantenemos como una empresa líder y sostenible en el mercado nacional a través de la innovación, cobertura, amplio portafolio de productos y servicio oportuno.

Valores

• Ética

Nuestros principios están fundamentados en justicia, lealtad y honestidad.

• Responsabilidad

Ser fiel al cumplimiento de acuerdos comunes entre nuestros colaboradores clientes y comunidad.

• Profesionalismo

Demostramos capacidad, idoneidad y expertise para realizar y mejorar nuestras actividades en búsqueda del cumplimiento de objetivos.

• Calidad

Nuestras acciones están encaminadas a satisfacer las exigencias y expectativas de nuestros clientes.

Cabeza y Tronco

- 01 Collar cervical blando
Collar cervical semi-duro
Inmovilizador de hombro en neopreno
- 02 Inmovilizador de hombro en poliéster
Inmovilizador de clavícula
Corrector de postura
- 03 Cinturón protector de columna
Faja post-operatoria
Faja sacro lumbar
- 04 Soporte escrotal
Gorro para migraña



Extremidades Superiores

- 05 Cabestrillo
Cabestrillo malla
Soporte de hombro unilateral
- 06 Soporte de hombro bilateral
Codera de tenista
Codera con codo de tenista
- 07 Muñequera con ajuste
Muñequera abierta
Manga para brazo gel frío
- 08 Muñequera bilateral 3 ajustes
Muñequera boomerang sin férula
Muñequera boomerang con férula
- 09 Soporte de muñeca
Muñequera larga
Muñequera bilateral
- 10 Muñequera de gatillo
Férula de aluminio



Extremidades Inferiores

- 11 Muslera
 - Rodillera simple
 - Rodillera sport
- 12 Rodillera con ajuste
 - Rodillera con compresa
 - Compresa de gel frío para pierna
- 13 Rodillera estabilizadora
 - Rodillera abierta con ajuste
 - Inmovilizador de rodilla
- 14 Pantorrillera
 - Tobillera simple
 - Tobillera con ajuste
- 15 Tobillera abierta con ajuste
 - Inmovilizador de tobillo
 - Banda rotuliana



Sport

- 16 Codera con codo de tenista
 - Muñequera con ajuste
 - Muñequera larga
- 17 Muñequera boomerang con férula
 - Muñequera boomerang sin férula
- 18 Muslera
 - Muslera abierta
 - Rodillera simple
- 19 Rodillera sport
 - Rodillera sport con ajuste
 - Rodillera abierta con ajuste
- 20 Pantorrillera
 - Pantorrillera abierta con ajuste
 - Tobillera simple
- 21 Tobillera con ajuste
 - Banda Rotuliana



Pediátrico

- 22 Collar cervical semi-duro
Inmovilizador de clavícula
Inmovilizador de hombro
- 23 Cabestrillo
Muñequera bilateral
Muñequera con ajuste
- 24 Muñequera boomerang con y sin férula
Muñequera abierta
Corrector de postura
- 25 Tobillera simple
Tobillera con ajuste
Inmovilizador de tobillo
- 26 Inmovilizador de rodilla



Línea Hospitalaria

- 26 Inmovilizador de brazo neonato
Inmovilizador de mano neonato
- 27 Inmovilizador de brazo kids
Inmovilizador de brazo adulto





VICTORIA
PRODUCTOS®



Cabeza y Tronco



Cabeza y Tronco

COLLAR CERVICAL BLANDO

Equilibra y sostiene la cabeza por su forma anatómica serpenteada, facilitando el encaje del mentón sin causar tensión muscular.

- **Aplicable en:**

Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos cervicales de partes blandas, procesos reumáticos cervicales degenerativos o inflamatorios en fase dolorosa.

- **Composición**

60% Poliuretano, 35% Orlón y 5% Nylon.



S

M

L

XL

COLLAR CERVICAL SEMI-DURO

Equilibra y sostiene la cabeza por su forma anatómica serpenteada, facilitando el encaje del mentón sin causar tensión muscular.

- **Aplicable en:**

Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos cervicales de partes blandas, procesos reumáticos cervicales degenerativos e inflamatorios en fase dolorosa.

- **Composición**

60% Poliuretano de alta densidad, 35% Orlón y 5% Nylon.



S

M

L

XL

INMOVILIZADOR DE HOMBRO EN NEOPRENO

Ofrece soporte para el abdomen y la espalda, mejora la postura. Puede ser usada con la ropa interior normal.

- **Aplicable en:**

Ideal para inmovilizar el hombro después de un procedimiento quirúrgico o luxación. Brinda mayor confort al paciente y es fácil de usar.

- **Composición**

90% Neopreno. 5% Nylon.



S

M

L



Cabeza y Tronco



S

M

L

INMOVILIZADOR DE HOMBRO EN POLIÉSTER

Ofrece soporte para el abdomen y la espalda, mejora la postura. Puede ser usada con la ropa interior normal.

- **Aplicable en:**

Ideal para inmovilizar el hombro después de un procedimiento quirúrgico o luxación. Brinda mayor confort al paciente y es fácil de usar.

- **Composición**

90% Poliéster, 5% Nylon.

INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA


El soporte de clavícula con hebillas está diseñado para inmovilizar, comprimir y asegurar la unión lineal de las fracturas del hueso de la clavícula.

- **Aplicable en:**

Alteraciones neuro-vasculares leves y moderadas.
Se utiliza cuando ninguna de las lesiones neurovasculares son graves.

- **Composición**

50% Algodón, 45% Poliéster, 5% Nylon.



S

M

L



S

M

L

CORRECTOR DE POSTURA

Corrige el dorso curvo y brinda soporte al cuerpo, gracias a su diseño con doble función, permite que el cuerpo tenga una alineación postural adecuada al corregir el caminar encorvado. Mantiene los hombros en la posición correcta, evitando los hombros caídos.

- **Aplicable en:**


Tratamiento de rehabilitación de la hipercifosis dorsal.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.



Cabeza y Tronco



S M L XL

CINTURÓN PROTECTOR DE COLUMNA

Mantiene la columna en posición correcta brindando al cuerpo un soporte preventivo y terapéutico.

- **Aplicable en:**

Prevención de hernias discales, desgarres musculares a nivel lumbar y lumbalgias, prevención de lesiones relacionadas con el trabajo de esfuerzo.

- **Composición**

100% Poliéster, 4 varillas de polipropileno de alta densidad.

FAJA POST-OPERATORIA

Brinda una compresión pareja para lograr el resultado deseado. Ofrece un soporte óptimo y firmeza para una mejor evolución de la operación.

- **Aplicable en:**

Usar como parte del tratamiento de recuperación posterior de cirugías de: abdomen, apendicitis, hernias y cesáreas.

- **Composición**

100% Poliéster.



S M L XL



S M L XL

FAJA SACRO LUMBAR

Brinda soporte a la espalda, alivia el dolor muscular en la parte baja de la espalda, esguinces, contusiones sacrales, e inestabilidad en la región lumbar.

- **Aplicable en:**

Usar como parte del tratamiento de recuperación posterior de cirugías de: abdomen, apendicitis, hernias y cesáreas.

- **Composición**

85% Neopreno, 10% Nylon y 5% Polipropileno.



Cabeza y Tronco



SOPORTE ESCROTAL

Tipo calzoncillo que cubre los genitales masculinos manteniéndolos en su sitio durante una actividad física deportiva.

- **Aplicable en:**

Usado en tratamientos de hidrocele, varicocele, hematocele o espermatocele. Debido a su comodidad, se lo puede usar como parte de su ropa interior.

- **Composición**

50% Algodón, 45% Poliéster, 5% Nylon.

S **M** **L** **XL**

GORRO PARA MIGRAÑA

Su diseño ergonómico y flexible lo hace ideal para la relajación y desinflamación. Su material en gel suave brinda comfort y alivio, incluso al dormir, bloqueando completamente la luz. Se adapta a cualquier tipo de rostro.

- **Aplicable en:**

Dolores de cabeza, migrañas y tensión ocular y muscular. Ideal para reducir los síntomas físicos del estrés.

- **Composición**

95% Neopreno, 5% Nailon



TALLA ÚNICA



VICTORIA
PRODUCTOS®



Extremidades Superiores



Extremidades Superiores



S

M

L

CABESTRILLO

Ayuda a disminuir el dolor en el hombro por lesiones o después de una cirugía. Mantiene el brazo Inmovilizado lo que acelera el proceso de recuperación.

- **Aplicable en:**

Subluxaciones de la articulación escapulohumeral. Descanso del brazo del codo a la mano. Evita la fatiga de los músculos cervicales, da soporte y apoyo para el brazo en recuperación.

- **Composición**

95% Poliéster, 5 Nylon.

CABESTRILLO MALLA

Ayuda a disminuir el dolor en el hombro por lesiones o después de una cirugía. Mantiene el brazo Inmovilizado lo que acelera el proceso de recuperación.

- **Aplicable en:**

Subluxaciones de la articulación escapulohumeral Descanso del brazo del codo a la mano. Evita la fatiga de los músculos cervicales, da soporte y apoyo para el brazo en recuperación.

- **Composición**


95% Poliéster y 5% Nylon



S

M

L



S

M

L

XL

SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL

Indicado para en el uso de lesiones tales como: luxaciones o fracturas de hombro. Evita el exceso de movimiento para una pronta rehabilitación del paciente.

- **Aplicable en:**

Abra el velcro, introduzca el brazo y suba el producto hasta llegar al hombro lesionado. Después ajuste los velcros hasta encontrar una sujeción adecuada.

- **Composición**

95% Neopreno Transpirable, 5% Poliéster



Extremidades Superiores



S

M

L

XL

SOPORTE DE HOMBRO BILATERAL

Indicado para el uso de lesiones tales como luxaciones o fracturas de hombro. Gracias a su diseño permite tener los brazos pegados al cuerpo evitando el exceso de movimiento logrando una pronta rehabilitación del paciente.

- **Aplicable en:**

Inserte los brazos en las mangas, busque una posición confortable.

- **Composición**

90% Neopreno Transpirable, 5% Poliéster y 5% Algodón Antibacterial

CODERA DE TENISTA

Posee almohadilla de neopreno con soporte que incrementa la compresión. Ajustable y regulable en velcro. Soporte estabilizador y regulable de la articulación.

- **Aplicable en:**

Epicondilitis, alivia el dolor en la zona afectada.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.



S

M

L

XL



S

M

L

XL

CODERA CON CODO DE TENISTA

El origen del codo de tenista suele estar asociado a la reiteración excesiva al mover en extensión o rotación forzada la muñeca o el antebrazo.

- **Aplicable en:**

Inflamación de los tendones y los músculos extensores de la muñeca.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.



Extremidades Superiores

MUÑEQUERA CON AJUSTE

Soporte estabilizador y regulable de la articulación, Colabora en el alivio y recuperación de traumatismos ligeros y daños menores de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Indicado para esfuerzos continuos y procesos de rehabilitación post-traumática. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.



S

M

L

XL



TALLA ÚNICA

MUÑEQUERA ABIERTA


Muñequera de material elástico suave, ajustable con cierres de velcro. Ofrece sujeción, estabilización e inmovilización de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.



TALLA ÚNICA

MANGA PARA BRAZO GEL FRÍO

Soporte estabilizador y regulable de la articulación, Colabora en el alivio y recuperación de traumatismos ligeros y daños menores de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Indicado para esfuerzos continuos y procesos de rehabilitación post-traumática. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.



Extremidades Superiores



S M L XL

MUÑEQUERA BILATERAL 3 AJUSTES

Posee una férula palmar que inmoviliza la articulación, aliviando el dolor. Con una platina conformada de aluminio que permite la estabilización de la articulación de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Traumatismos articulares de muñeca sin fractura. Inmovilización controlada de la articulación. Post-operatoria sinovitis, osteoartritis degenerativas y esguinces de muñeca.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.

MUÑEQUERA BOOMERANG SIN FÉRULA

Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones. Adaptable para ambas manos.

- **Aplicable en:**

Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis y torceduras rizartrosis del pulgar

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.



S M L XL

MUÑEQUERA BOOMERANG CON FÉRULA

Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones. Adaptable para ambas manos.

- **Aplicable en:**

Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis y torceduras rizartrosis del pulgar.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.



S M L XL



Extremidades Superiores



S M L XL

SOPORTE MUÑECA

El uso de la muñequera calma dolores crónicos de tipo articulares y óseo muscular en la zona.

- **Aplicable en:**

Abrir el velcro, colocar el dedo pulgar dentro del orificio, realizar un giro alrededor de la muñeca y ajustar adecuadamente los velcros.

- **Composición**

90% Neopreno Transpirable, 10% Nylon

MUÑEQUERA LARGA


Prevención y tratamiento de tendinitis, esguinces y bursitis de la muñeca. Sirve para dar una estabilidad moderada a la muñeca y como soporte preventivo a actividades deportivas.

- **Aplicable en:**

Diseñada para mano derecha o izquierda. Deslizar la mano por el producto hasta llegar al dedo pulgar, ajustar los velcros de acuerdo a la necesidad.

- **Composición**

90% Neopreno Transpirable, 10% Nylon



S M L XL



S M L XL

MUÑEQUERA BILATERAL

Posee una férula palmar que inmoviliza la articulación, aliviando el dolor. Con una platina conformada de aluminio que permite la estabilización de la articulación de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Traumatismos articulares de muñeca sin fractura. Inmovilización controlada de la articulación. Post-operatoria sinovitis, osteoartritis degenerativas y esguinces de muñeca.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.



Extremidades Superiores



S M L XL

MUÑEQUERA DE GATILLO

Da soporte e inmoviliza los dedos, gracias a sus dos varillas de aluminio. Brinda un ajuste personalizado para una mejor estabilización.

- **Aplicable en:**

Ideal para el tratamiento de esguinces, tensiones o lesiones de muñeca, incluidos ligamentos.

Indicada para fracturas y daños en los tendones de los dedos, así como el dedo de gatillo causado por el uso continuo y trabajos repetitivos.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nailon

FÉRULA DE ALUMINIO

La férula es un dispositivo mecánico utilizado en tratamientos terapéuticos, para los dedos de la mano.

- **Aplicable en:**

Se utiliza normalmente para mantener en posición correcta la articulación sosteniéndola y manteniéndola inmóvil. La férula está fabricada de aluminio maleable que facilita la colocación.

- **Composición**

50% Aluminio natural de 0.07mm y 50% Poliuretano



1" 1/2" 3" 3/4"



VICTORIA
PRODUCTOS®



Extremidades Inferiores



Extremidades Inferiores



S M L XL

MUSLERA

Óptimo ajuste, inestabilidad leves o moderadas. Inmovilización activa. Confeccionada en forma cónica que se adapta a diferentes circunferencias del muslo.

• Aplicable en:

Desgarros musculares de los cuádriceps y aductores, roturas fibrilares. Lesiones de los rotadores del muslo. Prevención y soporte en actividades deportivas.

• Composición

100% Neopreno Transpirable

RODILLERA SIMPLE

Protege la articulación durante el periodo de rehabilitación. Desinflama la articulación al producir calor terapéutico.

• Aplicable en:

Inestabilidades leves o moderadas de la articulación de la rodilla, lesiones de menisco, deformidades traumáticas o degenerativas de la articulación de la rodilla.

• Composición

100% Neopreno



S M L XL



S M L XL

RODILLERA SPORT

Brinda soporte firme y anatómico a rodillas débiles o lesionadas con una adaptación excelente del neopreno el cual brinda calor terapéutico y fijeza a la articulación.

• Aplicable en:

Tratamiento de dolores agudos y crónicos en la rodilla y entorno. Artrosis, bursitis o inflamación del tendón. Prevención y soporte en actividades deportivas.

• Composición

100% Neopreno



Extremidades Inferiores



S M L XL

RODILLERA CON AJUSTE

Ideal para realizar actividades deportivas que requieran esfuerzo adicional, brinda calor terapéutico. Actúa como sostén de la rodilla, tiene acción tensora y estabilizadora del tendón de los cuádriceps.

- **Aplicable en:**

Tiras ajustables para ajuste personalizado. Distinciones de los ligamentos medianos. Prevención y soporte en actividades deportivas.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon

ROBILLERA CON COMPRESA



Está diseñado para dar fuerza y soporte con compresión articular, dando una inmovilización activa. Posee en su interior un paquete de gel reutilizable para terapia frío/calor con soporte de compresión ajustable para lesiones, dolor de rodilla, cirugía de rodilla, artritis, meniscos y otras patologías.

- **Aplicable en:**

Abrir la rodillera, sacar el gel del producto seguir las instrucciones que están en mismo para enfriar o calentar, colocar en el bolsillo de la rodillera el gel y usar encontrando el ajuste necesario con los velcros.

- **Composición**

90% Poliéster, 10% Algodón



S M L XL



TALLA ÚNICA

COMPRESA DE GEL FRÍO PARA PIERNA

Ideal para realizar actividades deportivas que requieran esfuerzo adicional, brinda calor terapéutico. Actúa como sostén de la rodilla, tiene acción tensora y estabilizadora del tendón de los cuádriceps.

- **Aplicable en:**

Tiras ajustables para ajuste personalizado. Distinciones de los ligamentos medianos. Prevención y soporte en actividades deportivas.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon



Extremidades Inferiores



S M L XL

RODILLERA ESTABILIZADORA

Está indicada para lesiones de ligamentos laterales, prevención de luxaciones, rehabilitación post-traumática y post-operatoria, lesiones de ligamentos laterales de rodilla e inestabilidad capsulo-ligamento leve.

- **Aplicable en:**

Utilizar la talla correcta. Abrir los velcros, introducir la rodilla en recuperación y ajustar los velcros hasta encontrar un ajuste adecuado.

- **Composición**

85% Neopreno Transpirable, 10% Aluminio, 5% Nylon

RODILLERA SPORT ABIERTA

La rodillera abierta con ajuste está diseñada para brindar soporte localizado y estabilidad, permitiendo una mejor adaptación anatómica de la rodilla gracias a su sistema de correas ajustables.

- **Aplicable en:**

Procesos postoperatorios en recuperación funcional
Lesiones de rodilla leves a moderadas
Inestabilidad de la rodilla
Prevención y soporte en actividades deportivas

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon



S M L XL

INMOVILIZADOR DE RODILLA

Brinda soporte y descanso a la articulación con un delicado y cómodo soporte de aluminio, barras laterales y posteriores livianas. Firme sujeción en velcro.

- **Aplicable en:**

Casos de inmovilización post-quirúrgica. Dislocaciones y lesiones de ligamentos. Esguinces. Desgarros de muslos y pantorrilla.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon



S M L XL



Extremidades Inferiores



S M L XL

PANTORRILLERA

De forma cónica que se adapta a las diferentes anatomías de pantorrilla. Inmovilización activa.

- **Aplicable en:**

Patologías musculares. Protección de la espina anterior de la tibia. Prevención y soporte en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno

TOBILLERA SIMPLE

Ajuste fácil y cómodo para el tobillo. Produce presión y compresión en el área afectada.

- **Aplicable en:**

Inflamación de ligamentos, esguinces de tobillo, inflamaciones musculares y contusiones. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno



S M L XL

TOBILLERA CON AJUSTE


La tobillera con ajuste ayuda a una rápida curación de los traumatismos. Colabora con el proceso post-traumático brindando sujeción y calor terapéutico.

- **Aplicable en:**

Ligeros esguinces y tendinitis. Casos de traumatismos leves de tobillo. Tratamientos posteriores a traumatismos severos.

- **Composición**

100% Neopreno



S M L XL



Extremidades Inferiores

TOBILLERA ABIERTA CON AJUSTE

Ideal para procesos post operatorios en recuperación funcional. Permite un ajuste óptimo y personalizado.

- **Aplicable en:**

Prevención y tratamiento de tendinitis, esguinces y bursitis, lesiones musculares y del tendón de aquiles.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon



S M L XL



S M L XL

INMOVILIZADOR DE TOBILLO

Brinda estabilidad, soporte y equilibrio al tobillo, facilitando su correcta recuperación. Ajuste personalizado.

- **Aplicable en:**

Esguinces y fracturas de tobillo. Fracturas del empeine del pie y fracturas estables de la tibia distal. Esguinces del empeine del pie.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon

BANDA ROTULIANA

Ligera y confortable, se puede llevar debajo de la ropa. Correa ajustable con almohadilla para el tendón rotuliano.

- **Aplicable en:**

Alivia la presión sobre el tendón rotuliano de la rodilla y ayuda en la hipermovilidad de la rótula.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon



S M L XL




VICTORIA
PRODUCTOS®



Sport

Característica del neopreno transpirable



Evita la humedad y el calor excesivo, gracias a su capa interna de algodón con protección antibacterial. Brinda sujeción, estabilización e inmovilización al área afectada.

SPORT

Los productos bajo esta categoría están diseñados para brindar soporte y prevenir lesiones en la práctica deportiva. Todos los productos SPORT llevan la señal roja.





Extremidades Superiores



SPORT

CODERA CON CODO DE TENISTA

El origen del codo de tenista suele estar asociado a la reiteración excesiva al mover en extensión o rotación forzada la muñeca o el antebrazo.

- **Aplicable en:**

Se la debe utilizar en la inflamación de los tendones y los músculos extensores de la muñeca.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.

S

M

L

XL

MUÑEQUERA CON AJUSTE

Soporte estabilizador y regulable de la articulación, Colabora en el alivio y recuperación de traumatismos ligeros y daños menores de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Indicado para esfuerzos continuos y procesos de rehabilitación post-traumática. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.

SPORT



S

M

L

XL



SPORT

MUÑEQUERA LARGA

Prevención y tratamiento de tendinitis, esguinces y bursitis de la muñeca. Sirve para dar una estabilidad moderada a la muñeca y como soporte preventivo a actividades deportivas.

- **Aplicable en:**

Diseñada para mano derecha o izquierda. Deslizar la mano por el producto hasta llegar al dedo pulgar, ajustar los velcros de acuerdo a la necesidad.

- **Composición**

90% Neopreno Transpirable, 10% Nylon

S

M

L

XL



Extremidades Superiores



SPORT

MUÑEQUERA BOOMERANG CON FÉRULA

Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones. Adaptable para ambas manos.

- **Aplicable en:**

Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis y torceduras rizartrosis del pulgar.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.

S

M

L

XL

MUÑEQUERA BOOMERANG SIN FÉRULA

Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones. Adaptable para ambas manos.

- **Aplicable en:**

Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis y torceduras rizartrosis del pulgar

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.

SPORT



S

M

L

XL



Extremidades Inferiores



MUSLERA

Óptimo ajuste, inestabilidad leves o moderadas. Inmovilización activa. Confeccionada en forma cónica que se adapta a diferentes circunferencias del muslo.

- **Aplicable en:**

Desgarros musculares de los cuádriceps y aductores, roturas fibrilares. Lesiones de los rotadores del muslo. Prevención y soporte en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno Transpirable

S **M** **L** **XL**

MUSLERA ABIERTA

Ligera y confortable, se puede llevar debajo de la ropa. Fácil de colocar permite un óptimo ajuste.

- **Aplicable en:**

Gracias a su diseño la Muslera abierta es ideal para procesos post operatorios en recuperación funcional. Actúa como soporte y estabiliza en contracturas, roturas fibrilares y contusiones musculares, muy útil en lesiones de cuádriceps y aductores.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon



S **M** **L** **XL**



RODILLERA SIMPLE

Protege la articulación durante el periodo de rehabilitación. Desinflama la articulación al producir calor terapéutico.

- **Aplicable en:**

Inestabilidades leves o moderadas de la articulación de la rodilla, lesiones de menisco, deformidades traumáticas o degenerativas de la articulación de la rodilla.

- **Composición**

100% Neopreno Transpirable

S **M** **L** **XL**



Extremidades Inferiores



SPORT

RODILLERA SPORT

Brinda soporte firme y anatómico a rodillas débiles o lesionadas con una adaptación excelente del neopreno el cual brinda calor terapéutico y fijeza a la articulación.

- **Aplicable en:**

Tratamiento de dolores agudos y crónicos en la rodilla y entorno. Artrosis, bursitis o inflamación del tendón. Prevención y soporte en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno Tranpirable

S

M

L

XL

RODILLERA SPORT CON AJUSTE

Evita la humedad y el calor excesivo, posee en su interior tela de algodón con protector antibacterial. Ligera y confortable, se puede llevar debajo de la ropa.

- **Aplicable en:**

Actúa como soporte y estabiliza la rodilla, en contracturas, contusiones musculares, artritis y artrosis de rodilla, lesiones de meniscos, traumatismos, esguinces de ligamentos y luxaciones.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon

SPORT



S

M

L

XL



SPORT

BANDA ROTULIANA

Ligera y confortable, se puede llevar debajo de la ropa. Correa ajustable con almohadilla para el tendón rotuliano.

- **Aplicable en:**

Alivia la presión sobre el tendón rotuliano de la rodilla y ayuda en la hipermovilidad de la rótula.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon

S

M

L

XL

SPORT



PANTORRILLERA

De forma cónica que se adapta a las diferentes anatomías de pantorrilla. Inmovilización activa.

- **Aplicable en:**

Patologías musculares. Protección de la espina anterior de la tibia. Prevención y soporte en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno Transpirable

S

M

L

XL

PANTORRILLERA ABIERTA CON AJUSTE

Neopreno transpirable de 3 mm de espesor, evita la humedad y el calor excesivo, posee en su interior tela de algodón con protector antibacterial. Ligera y confortable.

- **Aplicable en:**

Gracias a su diseño la pantorrillera abierta es ideal para procesos post operatorios en recuperación funcional. Evita las distensiones de la pantorrilla.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon

SPORT



S

M

L

XL

SPORT



TOBILLERA SIMPLE

Ajuste fácil y cómodo para el tobillo. Produce presión y compresión en el área afectada.

- **Aplicable en:**

Inflamación de ligamentos, esguinces de tobillo, inflamaciones musculares y contusiones. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno Transpirable

S

M

L

XL



Extremidades Inferiores

SPORT



TOBILLERA CON AJUSTE

La tobillera con ajuste ayuda a una rápida curación de los traumatismos. Colabora con el proceso post-traumático brindando sujeción y calor terapéutico.

- **Aplicable en:**

Ligeros esguinces y tendinitis. Casos de traumatismos leves de tobillo. Tratamientos posteriores a traumatismos severos.

- **Composición**

100% Neopreno Transpirable

S

M

L

XL



VICTORIA
PRODUCTOS®



Kids



Kids

COLLAR CERVICAL SEMI-DURO

Equilibra y sostiene la cabeza por su forma anatómica serpenteada, facilitando el encaje del mentón sin causar tensión muscular

- **Aplicable en:**

Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad. Traumatismos cervicales de partes blandas. Procesos reumáticos cervicales degenerativos o inflamatorios en fase dolorosa.

- **Composición**

60% Poliuretano de alta densidad, 33% Orlón y 5% Nylon.



4-6

8-10

12-14

INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA


El soporte de clavícula con hebillas está diseñado para inmovilizar, comprimir y asegurar la unión lineal de las fracturas del hueso de la clavícula. Se utiliza cuando ninguna de las lesiones neurovasculares son graves.

- **Aplicable en:**

Alteraciones neuro-vasculares leves y moderadas. No usar en caso de cirugía.

- **Composición**

50% Algodón, 45% Poliéster, 5% Nylon



4-6

8-10

12-14

INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Ideal para Inmovilizar el hombro después de un procedimiento quirúrgico o luxación. Brinda mayor confort al paciente y es fácil de usar.

- **Aplicable en:**

Lesiones y contusiones del hombro. Luxación de hombro. Lesiones de manguito rotador Fracturas subcapitales estables de húmero y fracturas escapulares.

- **Composición**

90% Neopreno, 5% Nylon



4-6

8-10

12-14



Kids



CABESTRILLO

Ayuda a disminuir el dolor en el hombro por lesiones o después de una cirugía. Mantiene el brazo Inmovilizado lo que acelera el proceso de recuperación.

• Aplicable en:

Subluxaciones de la articulación escapulo humeral Descanso del brazo del codo a la mano. Evita la fatiga de los músculos cervicales, da soporte y apoyo para el brazo en recuperación.

• Composición

95% Poliéster 5% Nylon.

4-6

8-10

12-14

MUÑEQUERA BILATERAL

Posee una férula palmar que inmoviliza la articulación, aliviando el dolor. Con una platina conformada de aluminio que permite la estabilización de la articulación de la muñeca inhibiendo el dolor.

• Aplicable en:

Traumatismos articulares de muñeca sin fractura. Inmovilización controlada de la articulación. Post-operatoria sinovitis, osteoartritis degenerativas y esguinces de muñeca.

• Composición

85% Poliéster, 10% Aluminio y 5% Nylon.



4-6

8-10

12-14



MUÑEQUERA CON AJUSTE

Soporte estabilizador y regulable de la articulación. Colabora en el alivio y recuperación de traumatismos ligeros y daños menores de la muñeca.

• Aplicable en:

Indicado para esfuerzos continuos y procesos de rehabilitación post traumática. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

• Composición

90% Neopreno, 10% Nylon

4-6

8-10

12-14



Kids

MUÑEQUERA BOOMERANG CON Y SIN FÉRULA

Por las características del neopreno alivia dolores musculares e inflamaciones. Adaptable para ambas manos.

- **Aplicable en:**

Esguince de pulgar, tendinitis, artritis, artrosis y torceduras rizartrosis del pulgar

- **Composición**

Con Férula: 90% Neopreno, 10% Nylon.

Sin Férula: 85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.



4-6

8-10

12-14



4-6

8-10

12-14

MUÑEQUERA ABIERTA

Muñequera de material elástico suave, ajustable con cierres de velcro. Ofrece sujeción, estabilización e inmovilización de la muñeca.

- **Aplicable en:**

Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad.

- **Composición**

90% Neopreno, 10% Nylon.

CORRECTOR DE POSTURA

Corrige el dorso curvo y brinda soporte al cuerpo, gracias a su diseño con doble función, permite que el cuerpo tenga una alineación postural adecuada al corregir el caminar encorvado. Mantiene los hombros en la posición correcta, evitando los hombros caídos.

- **Aplicable en:**

Tratamiento de rehabilitación de la hiper cifosis dorsal.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon.



4-6

8-10

12-14



Kids



TOBILLERA SIMPLE

Ajuste fácil y cómodo para el tobillo. Produce presión y compresión en el área afectada.

- **Aplicable en:**

Inflamación de ligamentos, esguinces de tobillo, inflamaciones musculares y contusiones. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno

4-6

8-10

12-14

TOBILLERA CON AJUSTE

La tobillera con ajuste ayuda a una rápida curación de los traumatismos. Colabora con el proceso post-traumático brindando sujeción y calor terapéutico.

- **Aplicable en:**

Ligeros esguinces y tendinitis. Casos de traumatismos leves de tobillo. Tratamientos posteriores a traumatismos severos. Uso preventivo y terapéutico en actividades deportivas.

- **Composición**

100% Neopreno.



4-6

8-10

12-14



INMOVILIZADOR DE TOBILLO

Brinda estabilidad, soporte y equilibrio al tobillo. Ajuste personalizado.

- **Aplicable en:**

Esguinces y fracturas de tobillo. Fracturas del empeine del pie y fracturas estables de la tibia distal. Esguinces del empeine del pie.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon

4-6

8-10

12-14



4-6

8-10

12-14

INMOVILIZADOR DE RODILLA

Brinda soporte y descanso a la articulación con un delicado y cómodo soporte de aluminio, barras laterales y posteriores livianas. Firme sujeción en velcro.

- **Aplicable en:**

Casos de inmovilización post quirúrgica. Dislocaciones y lesiones de ligamentos. Esguinces. Desgarros de muslos y pantorrilla.

- **Composición**

85% Poliéster, 10% Aluminio, 5% Nylon



VICTORIA
PRODUCTOS[®]



Línea Hospitalaria



TALLA ÚNICA

INMOVILIZADOR DE BRAZO

Indicado para la ubicación e instalación adecuada de catéter, suero, inyecciones, evitando el daño de arterias subyacentes.

- **Aplicable en:**

Abra el producto, colocando el codo en la mitad del dispositivo, ajuste los velcros hasta encontrar una adecuada sujeción. Es importante para inmovilizar el brazo, de esta manera el codo no se mueve.

- **Composición**

70% Aluminio, 25% Poliéster, 5% Algodón

INMOVILIZADOR DE MANO

Indicado para la ubicación e instalación adecuada de catéter, suero, inyecciones, evitando el daño de arterias subyacentes.

- **Aplicable en:**

Abra el producto, colocando el codo en la mitad del dispositivo, ajuste los velcros hasta encontrar una adecuada sujeción. Es importante para inmovilizar el brazo, de esta manera el codo no se mueve.

- **Composición**

70% Aluminio, 25% Poliéster, 5% Algodón



TALLA ÚNICA



Kids

INMOVILIZADOR DE BRAZO

Indicado para la ubicación e instalación adecuada de catéter, suero, inyecciones, evitando el daño de arterias subyacentes.

- **Aplicable en:**

Abra el producto, colocando el codo en la mitad del dispositivo, ajuste los velcros hasta encontrar una adecuada sujeción. Es importante para inmovilizar el brazo, de esta manera el codo no se mueve.

- **Composición**

70% Aluminio, 25% Poliéster, 5% Algodón

TALLA ÚNICA



Adulto

INMOVILIZADOR DE BRAZO

Indicado para la ubicación e instalación adecuada de catéter, suero, inyecciones, evitando el daño de arterias subyacentes.

- **Aplicable en:**

Abra el producto, colocando el codo en la mitad del dispositivo, ajuste los velcros hasta encontrar una adecuada sujeción. Es importante para inmovilizar el brazo, de esta manera el codo no se mueve.

- **Composición**

70% Aluminio, 25% Poliéster, 5% Algodón

TALLA ÚNICA



VICTORIA
PRODUCTOS®



Haz clic en los
íconos y síguenos
en nuestras redes
sociales.

☎ 02 257 3241 / 096 300 1373

“VICTORIA PRODUCTOS” ES UNA MARCA REGISTRADA • QUITO-ECUADOR • RUC: 1711444065001